



Criss PressEMS

URZĄDZENIE DO PRESOTERAPII,
ELEKTROSTYMULACJI (EMS)
I TERAPII PODCZERWIEŃNIĄ (IR)



Criss PressEMS 3w1

urządzenie do presoterapii,
elektrostymulacji EMS i terapii
podczerwienią IR

Kompleksowa terapia ciała – od skóry po mięśnie

Profesjonalne urządzenie łączące trzy technologie w jednym, stworzone z myślą o kosmetologii, wellness i rehabilitacji.



Criss PressEMS 3w1 to nowoczesne urządzenie, które łączy w sobie trzy zaawansowane metody terapeutyczne w jednym, kompaktowym systemie. Dzięki temu każdy gabinet kosmetyczny, SPA czy centrum rehabilitacji zyskuje dostęp do technologii, które dotychczas wymagały kilku osobnych aparatów.

Presoterapia (drenaż limfatyczny) – stymuluje naturalny przepływ krwi i limfy, odciąża organizm, usuwa nadmiar płynów i toksyn, redukuje obrzęki oraz wspomaga walkę z cellulitem.

Elektrostymulacja EMS – aktywuje włókna mięśniowe, wzmacnia i ujędrnia mięśnie, poprawia napięcie skóry, wspiera modelowanie sylwetki oraz przyspiesza regenerację po wysiłku i urazach.

Podczerwień IR – przenika w głąb tkanek, pobudzając syntezę kolagenu i elastyny, poprawia mikrokrążenie, wspiera procesy lipolizy oraz działa przeciwzapalnie i ujędrniająco.

Synergia tych technologii sprawia, że Criss PressEMS 3w1 oferuje kompleksową pracę z ciałem pacjenta – od poprawy krążenia i detoksykacji, przez modelowanie sylwetki i redukcję cellulitu, aż po wsparcie w rehabilitacji, rekonwalescencji i odnowie biologicznej.

Urządzenie wyposażone jest w:

7-częściowy kombinezon do presoterapii i podczerwieni (IR) (nakładki na stopy, nogawki lewe i prawe, pas brzuszny oraz rękawy),

8 par elektrod do EMS

oraz komplet przewodów i akcesoriów podłączeniowych, co zapewnia pełną funkcjonalność od pierwszego dnia pracy.



Criss PressEMS

SYNERGIA TECHNOLOGII W REHABILITACJI

Criss PressEMS 3w1 to urządzenie, które integruje trzy sprawdzone metody terapeutyczne – **presoterapię, elektrostymulację mięśniową (EMS)** i **podczerwień IR** – tworząc kompleksowe narzędzie wspierające proces rehabilitacji i odnowy biologicznej.

Presoterapia usprawnia krążenie żyłne i limfatyczne, zmniejsza obrzęki pourazowe i pooperacyjne oraz przyspiesza procesy gojenia. **EMS pozwala na** aktywację i wzmocnienie mięśni, przeciwdziała zanikom wynikającym z unieruchomienia i wspiera reedukację nerwowo-mięśniową, a **podczerwień IR poprawia** mikrokrążenie, działa przeciwzapalnie, łagodzi ból i stymuluje procesy regeneracyjne.

Synergia tych trzech technologii umożliwia jednoczesne działanie na układ krążenia, mięśnie i tkanki, co przekłada się na szybszą rekonwalescencję, redukcję obrzęków i napięć mięśniowych oraz poprawę jakości życia pacjentów – od sportowców po osoby w trakcie terapii pourazowej czy pooperacyjnej.

Presoterapia – skuteczny drenaż limfatyczny i wsparcie terapeutyczne

Presoterapia, zwana również drenażem limfatycznym, to zaawansowana metoda terapeutyczna oparta na sekwencyjnym ucisku tkanek za pomocą pneumatycznego kombinezonu. W urządzeniu **Criss PressEMS 3w1 wykorzystano system 24 niezależnych komór powietrznych**, które obejmują stopy, nogi, brzuch i ramiona, umożliwiając precyzyjne i kompleksowe działanie na cały organizm.

Główne korzyści terapeutyczne:

- redukcja obrzęków limfatycznych, pourazowych i pooperacyjnych,
- poprawa krążenia żylnego i limfatycznego,
- profilaktyka zakrzepicy i zespołu ciężkich nóg,
- przyspieszenie procesów gojenia i rekonwalescencji,
- zmniejszenie napięć oraz bólów mięśniowych,
- wsparcie regeneracji powysiłkowej u sportowców i osób aktywnych.


Korzyści estetyczne:

- redukcja cellulitu (zwłaszcza typu wodnego),
- modelowanie i wyszczuplanie sylwetki,
- detoksykacja organizmu i eliminacja produktów przemiany materii,
- ujędrnienie skóry po odchudzaniu lub ciąży,
- poprawa trofiki tkanek i ogólnej kondycji skóry.

Presoterapia w Criss PressEMS 3w1 łączy funkcję terapeutyczną i estetyczną, czyniąc zabieg niezastąpionym w kosmetologii, wellness i rehabilitacji.



8 programów pracy
pozwalających dopasować terapię
do indywidualnych potrzeb klineta.



Podczerwień IR – głębokie działanie termiczne i regeneracyjne


W urządzeniu **Criss PressEMS 3w1** technologia podczerwieni została **zintegrowana bezpośrednio w tym samym kombinezonie**, który wykorzystywany jest do presoterapii. W specjalnych komorach pneumatycznych umieszczono elementy grzewcze IR, które w **zakresie 35–65°C oddziałują na tkanki nawet do 3 cm w głąb**.

Korzyści terapeutyczne:

- poprawa mikrokrążenia i dotlenienia tkanek,
- redukcja obrzęków i stanów zapalnych,
- łagodzenie bólu mięśniowego i stawowego,
- wsparcie regeneracji po urazach i zabiegach,
- przyspieszenie procesów gojenia i odnowy biologicznej.

Korzyści estetyczne:

- stymulacja fibroblastów i produkcji kolagenu,
- ujędrnienie i poprawa elastyczności skóry,
- redukcja cellulitu i lokalnej tkanki tłuszczowej,
- wspomaganie lipolizy i modelowania sylwetki,
- efekt wygładzenia i poprawy struktury skóry.



Unikalnym rozwiązaniem jest możliwość jednoczesnego działania presoterapii i podczerwieni – klient w jednym zabiegu zyskuje efekt drenażu limfatycznego oraz intensywne działanie termiczne wspierające metabolizm i regenerację.

Elektrostymulacja EMS – aktywacja i wzmocnienie mięśni


Criss PressEMS 3w1 wyposażony jest w 8 par elektrod, które generują impulsy elektryczne wywołujące skurcz mięśni, imitując naturalną aktywność fizyczną. Dzięki temu zabieg stanowi skuteczne wsparcie zarówno w kosmetologii sylwetkowej, jak i w procesach rehabilitacyjnych.

Korzyści terapeutyczne:

- odbudowa siły mięśniowej u pacjentów po urazach i w trakcie rekonwalescencji,
- reedukacja nerwowo-mięśniowa i poprawa przewodnictwa,
- zmniejszenie zaniku mięśniowego w wyniku unieruchomienia,
- poprawa krążenia w tkankach mięśniowych,
- redukcja bólu i napięcia mięśniowego.

Korzyści estetyczne:

- poprawa napięcia i tonusu mięśni,
- wysmuklenie i modelowanie sylwetki (brzuch, uda, pośladki, ramiona),
- redukcja cellulitu poprzez aktywizację mięśni głębokich,
- ujędrnianie skóry i efekt liftingu tkanek,
- wsparcie detoksykacji organizmu w połączeniu z presoterapią.



EMS w Criss PressEMS oferuje 4 tryby pracy: od delikatnej stymulacji drenażowej, przez tonizację, po intensywną aktywację włókien mięśniowych i trening izometryczny. Dzięki temu zabieg można dostosować do indywidualnych potrzeb, od regeneracji po wysiłku, po kompleksowe modelowanie sylwetki.

Criss PressEMS 3w1

TWOJA PRZEWAGĘ W BIZNESIE

Inwestując w Criss PressEMS 3w1, zyskujesz nie tylko urządzenie, ale też realne wsparcie w rozwoju gabinetu.

- Szybki zwrot inwestycji – możliwość pracy na dwóch klientach jednocześnie i szerokie zastosowanie zabiegów zwiększają przychody od pierwszego dnia.
- Uniwersalne zastosowanie – technologia sprawdza się zarówno w kosmetologii estetycznej, jak i w fizjoterapii czy wellness.
- Wsparcie producenta – szkolenie, materiały marketingowe i pełna opieka serwisowa.
- Prestiż i nowoczesny wizerunek – gabinet wyposażony w urządzenie 3w1 wyróżnia się na tle konkurencji i przyciąga nowych klientów.

**Criss PressEMS 3w1 to więcej niż urządzenie
– to partner w rozwoju Twojego gabinetu**

Criss PressEMS 3w1 umożliwia jednoczesną pracę na dwóch osobach – jeden klient może korzystać z elektrostymulacji EMS, a drugi w tym samym czasie z presoterapii i podczerwieni IR. To zwiększa efektywność pracy gabinetu i pozwala szybciej zwrócić inwestycję w urządzenie.



Parametry techniczne Criss PressEMS

Criss PressEMS 3w1 to kompaktowe urządzenie łączące trzy zaawansowane technologie w jednym systemie. Dzięki precyzyjnie zaprojektowanym parametrom technicznym zapewnia niezawodność, bezpieczeństwo i wysoką skuteczność zabiegów, a jego ergonomiczna budowa gwarantuje komfort pracy w każdym gabinecie.

DANE TECHNICZNE

Napięcie wejściowe	230V / 50Hz
Moc	350
Funkcje urządzenia	Presoterapia, Elektrostymulacja, Podczerwień
Kombinezon Presoterapii	7 częściowy kombinezon: but lewy/prawy, nogawka lewa/prawa, pas na brzuch, rękaw lewy/prawy
Sterowanie Presoterapią	8 programów z możliwością zastosowania na poszczególne partie ciała
Ilość komór w kombinezonie	24
Siła Presoterapii	20-40 kPa / 25-40 l/min
Czas trwania presoterapii	0-15s
Sterowanie Podczerwienią (IR)	7 części niezależnie sterowanych
Temperatura Podczerwieni (IR)	35-65°C
Sterowanie EMS	8 par elektrod sterowanych indywidualnie
Mikroprąd EMS	40mA
Sterowanie	10-calowy dotykowy ekran
Waga	11kg
Wymiary	36x34x20cm

**Aycom Niewójt sp.j.**

ul. Witwickiego 10, 03-980 Warszawa, NIP 1132957853

Biuro, Centrum szkoleniowe, magazyn:

ul. Rzemieślnicza 9, 05-070 Sulejówek, marketing@criss.pl

Przydatne adresy i telefony**Serwis**

tel. 662 296 932, serwis@criss.pl

Składanie zamówień i sklep online

tel. 796 249 9008, sklep@criss.pl

<https://criss.pl/sklep>

Działu szkoleń

Lidia Witusik, tel. 730 249 900, lidia.witusik@criss.pl

Dział handlowy

Magdalena Wójcicka, tel. 600 966 909,
magdalena.wojcicka@criss.pl

www.criss.pl